

PSEUDOMONAS AERUGINOSA

La verifica della presenza di questo ceppo patogeno nei prodotti della detergenza (soprattutto degli ammorbidenti) viene eseguita mediante una procedura che prevede innanzitutto una fase di arricchimento in un brodo neutralizzante non selettivo, cui fa seguito l'isolamento del ceppo specifico in un terreno adeguato.

Qualora si verifichi la crescita di colonie caratteristiche nel terreno selettivo, vengono eseguite delle prove ulteriori allo scopo di confermare l'identità del microrganismo che ha dato luogo alle colonie osservate.

